

تشخیص بیماری سل با چسب مخصوص

اردیبهشت 31، 1393

به گزارش نگاه روز، سل بیماری سرایت کننده و خطرناک است که تقریباً یک سوم جمعیت دنیا به آن آلوده هستند. یکی از تست هایی که از آن برای ارزیابی احتمال ابتلای به این بیماری عفوونی استفاده می‌شود تست مانتو یا PPD است. در این تستیک پروتئین خاص که از میکروب سل گرفته می‌شود با سوزن به درون پوست تزریق می‌شود و بعد از چند روز محل تزریق بررسی می‌گردد. قرمز و سفت شدن پوست در محل تزریق نشانه مثبت بودن تست است و میتواند علامت مهمی به نفع ابتلای به سل باشد. تزریق درست ماده تست به درون پوست کار دقیقی است که اگر به درستی انجام نشود میتواند موجب خطا در نتیجه و تفسیر آن شود. زاویه و عمق تزریق بسیار مهم است و انجام آن نیاز به تبحر دارد. اخیراً محققان دانشگاه واشنگتن نوعی چسب اختراع کرده اند که با استفاده از آن میتوان تست مانتو را راحت‌تر انجام داد. بر روی این چسب سوزن‌های بسیار ظریف و متعددی به طول حدود نیم میلیمتر وجود دارد که به پروتئین میکروب سل آغشته شده است. با قرار دادن این چسب بر روی پوست، سوزن‌ها در عمق کافی پوست وارد شده و ماده را به ناحیه ای که لازم است میرسانند. نتیجه این است که تست ساده تر و مطمئن‌تر انجام شده و چون طول سوزن‌ها در حدی است که به پایانه‌های عصبی درد نمی‌رسند برای بیمار هم دردی ایجاد نمی‌شود. این سوزن‌ها از جنس کیتین هستند و به علت قابل تجزیه بودن، آسیبی به طبیعت وارد نمی‌کنند. کیتین همان ماده ای است که در پوست خارجی بدن بعضی از حشرات وجود دارد.